## **SENSOR DE EFECTO HALL**

El sensor de efecto Hall está basado en chip el Allegro A1302<sup>1</sup>, que tiene una sensibilidad de 1.3 mV/Gauss. El sensor está acoplado a un cable USB que se conecta a los puertos USB3 ó USB4 del sistema de adquisición de datos. Este cable dirige las terminales V<sub>out</sub>, V<sub>cc</sub> y GND del sensor a los pines internos de la tarjeta Arduino.

En la hoja de datos del sensor se indica que el voltaje de salida  $V_{out}$  (respecto a GND) depende de  $V_{cc}$  y del campo magnético B aplicado perpendicular a la cara del sensor. La dependencia está dada por:

$$V_{out} = \frac{V_{CC}}{2} + \frac{1.3 \text{ mV}}{\text{Gauss}} * B$$

Por otro lado, cuando se escoge la opción "Sensores USB, USB4" el sistema arroja los valores del conversor analógico-digital de 10 bits asociado al voltaje  $V_{in}$  aplicado a estos dos puertos. El número N arrojado está relacionado con el voltaje de entrada  $V_{in}$  mediante la ecuación:

$$N = V_{in} * \frac{1023}{3.3V}$$


Dado lo anterior, si se conecta por ejemplo el sensor de efecto Hall al puerto USB4, el valor *N* arrojado por el sistema dependerá del campo magnético (componente normal a la cara del sensor), según la ecuación:

$$N = \left(\frac{V_{CC}}{2} + \frac{1.3 \text{ mV}}{\text{Gauss}} * B\right) * \frac{1023}{3.3V}$$

Para encontrar el valor de Vcc, se aleja la fuente de campo magnético del sensor, de modo que B=0 y así Vcc=2\*N\*(3.3 V/1023).

El valor de *N* puede presentar fluctuaciones, por lo tanto puede tomarse un promedio con su respectiva desviación estándar.

La siguiente imagen muestra la conexión del sensor:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A1301-2-Datasheet.ashx